

ANEROID A2

BLUTDRUCKMESSGERÄTE | BLOOD PRESSURE MEASURING DEVICES

A2



123

KaWe MASTERMED® A2

Aneroid Blutdruckmessgerät
(Arztgerät)

- 2-Schlauchsystem
- 58 mm Skalendurchmesser
- Messgenauigkeit nach DIN EN ISO 81060-1
- Skalierung 0 - 300 mmHg
- attraktives, sicheres Kunststoffgehäuse
- Nylon-Velcromanschette für Erwachsene mit PU-Blase
- in Reißverschlusstasche

Aneroid blood pressure measuring device
(for doctors)

- 2-hose-system
- 58 mm scale diameter
- measuring accuracy compliant with DIN EN ISO 81060-1
- scale setting 0 - 300 mmHg
- attractive, safe plastic housing
- adult-size nylon-velcro cuff with polyurethane bladder
- in zippered storage bag

blau | blue

REF 04.12200.032

schwarz | black

REF 04.12200.232

grau | grey

REF 04.12200.632



Exclusive Philippine Distributor:

WellnessPRO
tomorrow's medical devices

Unit 808 Richmond Plaza, San Miguel Ave cor Lourdes St.,
Ortigas Ctr. Pasig City 1605 Philippines
Mobile no.: +63 922 896 0964
Tel. no.: +63 2 636 3580, +63 2 637 0930, +63 2 637 0473
Fax: +63 2 636 7542
Email: wellnessproinc@gmail.com, jcjuan@wellnessproinc.com
www.wellnessproinc.com