

INFUSIONSSTÄNDER | INFUSION STAND

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

Infusionsständer, verchromt Infusion stand, chrome-plated

Zur Aufnahme von Infusionen

- 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand mit stabilem Kunststoffkreuz
- Sicherheitshaken für Infusionen
- Belastung pro Aufhängehaken max. 2 kg
- inklusive Tropfglas aus Kunststoff
- stufenlos höhenverstellbar
- geräuscharme Doppelaufrollen Ø 50 mm mit 2 Bremsrollen, 2 Sicherheitsrollen und 1 antistatischen Rolle
- inklusive Montageschlüssel
- einfache Montage
- einzeln verpackt

Holding stand for infusion bags/bottles

- 5-foot stand for stability with sturdy plastic juncture at the base
- safety hooks for the infusion bags/bottles
- maximum suspension weight per hook: 2 kg
- includes synthetic drip glass
- height is freely adjustable
- quiet Ø 50 mm double-wheeled castors with 2 locking castors, 2 safety castors and 1 antistatic castor
- assembly tool included
- easy assembly
- individually packaged

REF 09.11800.002

Zur Anwendung in

- Arztpraxen
- Krankenhäusern
- Pflegebereichen

For use in

- doctors' surgeries
- hospitals
- medical care centres

Technische Daten:

Minimale Höhe: ca. 120 cm
Maximale Höhe: ca. 210 cm
Durchmesser Standfuß: ca. 60 cm
Gewicht: ca. 3,2 kg

Technical data:

minimum height: ca. 120 cm
maximum height: approx. 210 cm
diameter of stand foot: approx. 60 cm
weight: approx. 3.2 kg



Standard-Sicherheitshaken Standard safety hooks



Ersatzteil Nr. 10 der Gebrauchsanweisung
Spare part no. 10 in the user's manual

REF 09.91810.031

Kunststoffhalterung Synthetic holder ring

für Tropfglas
for drip glass



Ersatzteil Nr. 11 der Gebrauchsanweisung
Spare part no. 11 in the user's manual

REF 09.91811.031

Tropfglas Drip glass

bruchsicher, aus Kunststoff
shatter-proof, made of
synthetic material



Ersatzteil Nr. 12 der Gebrauchsanweisung
Spare part no. 12 in the user's manual

REF 09.91012.001 (13112)

Exclusive Philippine Distributor:

Unit 808 Richmond Plaza, San Miguel Ave cor Lourdes St.,
Ortigas Ctr. Pasig City 1605 Philippines
Mobile no.: +63 922 896 0964
Tel. no.: +63 2 636 3580, +63 2 637 0930, +63 2 637 0473
Fax: +63 2 636 7542
Email: wellnessproinc@gmail.com, jjuan@wellnessproinc.com
www.wellnessproinc.com