

KaWe PICCOLIGHT®

FAMILIE | PRODUCT LINE

KaWe PICCOLIGHT® Ophthalmoskope | ophthalmoscopes

2,5 V
1 Blende | 1 aperture

1	E50	VL, night
	E50	VL, sky
	E50	VL, stone

2,5 V
5 Blenden | 5 apertures

2	E55	VL, night
	E55	VL, sky
	E55	VL, stone

2,5 V
6 Blenden | 6 apertures

3	E56 (EU)	XH, night
	E56 (EU)	XH, sky
	E56 (EU)	XH, stone

2,5 V
6 Blenden | 6 apertures

4	E56 (US)	XH, night
	E56 (US)	XH, sky
	E56 (US)	XH, stone

night. sky. stone. Ein neues Blickfeld

Das Ophthalmoskop für die Manteltasche. Klein, leicht und dennoch exakt – das ist das PICCOLIGHT® von KaWe. Durch eine leistungsstarke Xenon/Halogen-/Vakuum-Lampe wird eine hervorragende Ausleuchtung des Augenhintergrundes garantiert. Das elegante Design und die stilvollen Farben machen unser KaWe PICCOLIGHT® zu einem medizinischen Instrument, das dem Anwender im täglichen Praxisalltag Freude bereiten wird.

night. sky. stone. A new focus

The coat pocket ophthalmoscope. Small, easy and yet exact – this is the KaWe PICCOLIGHT®. A high-capacity xenon/halogen/vacuum lamp ensures the excellent illumination of the eye fundus. Its elegant design and the classy colours make the KaWe PICCOLIGHT® a medical instrument that is a pleasure to use day in and day out.

KaWe PICCOLIGHT® E50

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V Vakuum-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA)

1 Blende

Gute und gleichmäßige Ausleuchtung!
Sehr großes Untersuchungsfeld
des Augenhintergrundes.

- battery handle (AA)
- 2.5 V vacuum bulb
- with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon 1.5 V (type AA)

1 aperture

Excellent, uniform illumination!
Very large examination field
of the fundus of the eye.



1 Blende
1 aperture



1	E50	2,5 V	VL	night	REF 01.23500.021
	E50	2,5 V	VL	sky	REF 01.23500.231
	E50	2,5 V	VL	stone	REF 01.23500.261

Leuchtmittel | illuminant REF 12.75112.003 (28944)

KaWe PICCOLIGHT® E55

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V Vakuum-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad
stufenweise von +20 bis –20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA)

5 Blenden

Gute und gleichmäßige Ausleuchtung!
Sehr großes Untersuchungsfeld
des Augenhintergrundes.

- battery handle (AA)
- 2.5 V vacuum bulb
- with lens correction dial
incremental steps from +20 to -20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon 1.5 V (type AA)

5 apertures

Excellent, uniform illumination!
Very large examination field
of the fundus of the eye.



5 Blenden
5 apertures



2	E55	2,5 V	VL	night	REF 01.23555.021
	E55	2,5 V	VL	sky	REF 01.23555.231
	E55	2,5 V	VL	stone	REF 01.23555.261

Leuchtmittel | illuminant REF 12.75112.003 (28944)

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included! VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb

Exclusive Philippine Distributor:

Unit 808 Richmond Plaza, San Miguel Ave cor Lourdes St.,
Ortigas Ctr. Pasig City 1605 Philippines
Mobile no.: +63 2 636 3580, +63 2 637 0930, +63 2 637 0473
Tel. no.: +63 2 636 3580, +63 2 637 0930, +63 2 637 0473
Fax: +63 2 636 7542
Email: wellnessproinc@gmail.com, jjuan@wellnessproinc.com
www.wellnessproinc.com



KaWe PICCOLIGHT® E56 Merkmale:


- direkte Ophthalmoskopie
- mit sechs Blenden für vielseitige ophthalmologische Untersuchungen
- Blendenrad mit 18 Korrektionslinsen von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- Taschenformat, leicht, handlich, modernes Design

Features:

- direct ophthalmoscopy
- with six apertures for all types of ophthalmoscopic examinations
- aperture selection dial with 18 correction lenses from +20 to -20 dioptres
- aspherical precision optics
- pocket-size, light-weight, handy, modern design

*Abstand Luxmeter – Lichtaustritt: 30 mm
*Distance of luxmeter from light source: 30 mm

**Beleuchtungsstärke KaWe Ophthalmoskope
Illuminance of KaWe ophthalmoscopes** **2,5 V**
3,5 V



— KaWe EUROLIGHT® E10+E15+E30 Vakuu-Lampe bulb	2,5 V	2,5 V
— KaWe EUROLIGHT® E36 Xenon/Halogen-Lampe bulb	2,5 V	2,5 V
— KaWe EUROLIGHT® E36 Xenon/Halogen-Lampe bulb	3,5 V	3,5 V
— KaWe PICCOLIGHT® E50+E55 Vakuu-Lampe bulb	2,5 V	2,5 V
— KaWe PICCOLIGHT® E56 Xenon/Halogen-Lampe bulb	2,5 V	2,5 V

KaWe PICCOLIGHT® E56 / EU

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V Xenon/Halogen-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA)

6 Blenden
Hervorragende und gleichmäßige Ausleuchtung!
Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

- battery handle (AA)
- 2.5 V xenon/halogen bulb
- with lens correction dial incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5V (type AA)

6 apertures
Excellent, uniform illumination!
Very large examination field of the fundus of the eye.



6 Blenden
6 apertures



EU
Grünfilter
Green filter

3	E56	EU	2,5 V	XH	night	REF 01.23561.021
	E56	EU	2,5 V	XH	sky	REF 01.23561.231
	E56	EU	2,5 V	XH	stone	REF 01.23561.261

Leuchtmittel | illuminant REF 12.75132.003 (28946)

KaWe PICCOLIGHT® E56 / US

- Batteriegriff (AA)
- 2,5 V Xenon/Halogen-Lampe
- mit Korrektionslinsenrad stufenweise von +20 bis -20 Dioptrien
- asphärische Präzisionsoptik
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon 1,5 V (Typ AA)


6 Blenden
Hervorragende und gleichmäßige Ausleuchtung!
Sehr großes Untersuchungsfeld des Augenhintergrundes.

- battery handle (AA)
- 2.5 V xenon/halogen bulb
- with lens correction dial incremental steps from +/- 20 dioptres
- aspherical precision optics
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon, 1.5V (type AA)

6 apertures
Excellent, uniform illumination!
Very large examination field of the fundus of the eye.



6 Blenden
6 apertures



US
Blaufilter
Blue filter

4	E56	US	2,5 V	XH	night	REF 01.23566.021
	E56	US	2,5 V	XH	sky	REF 01.23566.231
	E56	US	2,5 V	XH	stone	REF 01.23566.261

Leuchtmittel | illuminant REF 12.75132.003 (28946)

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!

XH Xenon/Halogen-Lampe / xenon/halogen bulb

Exclusive Philippine Distributor:

WellnessPRO
tomorrow's medical devices

Unit 808 Richmond Plaza, San Miguel Ave cor Lourdes St.,
Ortigas Ctr. Pasig City 1605 Philippines
Mobile no.: +63 922 896 0964
Tel. no.: +63 2 636 3580, +63 2 637 0930, +63 2 637 0473
Fax: +63 2 636 7542
Email: wellnessproinc@gmail.com, jcjuan@wellnessproinc.com
www.wellnessproinc.com

