

KaWe PICCOLIGHT®

18




night. sky. stone.

DETAILANSICHT | DETAILED VIEW




Beleuchtungsart
Type of illumination

C Standardbeleuchtung
Standard illumination



- Standardbeleuchtung mit 2,5 V Vakuum-Lampe
- Standard illumination with 2.5 V vacuum lamp


F.O. Fiber Optik
Fibre optics



LED
durch einfachen
Lampenwechsel
by simply changing
the bulb

- hochwertige Fiber Optik
- leistungsstarke 2,5 V Xenon- oder 2,5 V LED-Lampe
- high-quality fibre optics
- high-power 2.5 V xenon or 2.5 V LED lamp

Beleuchtungsstärke mit einem Batteriesatz
in KaWe Otoskope 2,5 V | Illuminance with batteries
in 2.5V KaWe otoscopes



- LED high power-Lampe | LED high power bulb
- LED standard-Lampe | LED standard bulb
- Xenon-Lampe | xenon bulb
- Vakuum-Lampe | vacuum bulb

*Abstand Luxmeter - Lichtaustritt: 30 mm
*Distance of luxmeter from light source: 30 mm

KaWe PICCOLIGHT®

FAMILIE | PRODUCT LINE

KaWe PICCOLIGHT® Otokospe | Otoposcopes

2,5 V

1	C	VL
2	F.O.	XL

2,5 V

3	F.O. standard	LED
4	F.O. high power	LED

Merkmale:

- Beleuchtungsvielfalt
- Taschenformat, leicht, handlich, modernes Design
- optimale Lichtstärke (zentrisch)
- ergonomische Kopfform
- schwenkbare Lupe mit 3-facher Vergrößerung
- integrierte Clip-Abschaltung
- Gebläseanschluss

Features:

- variety of illumination options
- pocket-size, light-weight, handy, modern design
- optimal light strength (centric)
- ergonomic head shape
- pivoting magnifying glass with 3-fold magnification
- integrated clip shutoff function
- blower connection

20

night. sky. stone. Ein neues Blickfeld

Mit den Trendfarben night, sky, stone setzen wir Akzente und prägen einen eleganten Zeitstil. Zukunftsweisende LED-Technologie rundet die KaWe PICCOLIGHT®-Familie perfekt ab.

night. sky. stone. A new focus

With the trendy new colours: night, sky and stone, we are initiating an elegant new design era. Trendsetting LED technology completes the KaWe PICCOLIGHT® line perfectly.

KaWe PICCOLIGHT® C

- Standardbeleuchtung
- Vakuum-Lampe
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter (▶22)
10 x Ø 2,5 mm
10 x Ø 4,0 mm
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) ☒
- standard illumination
- vacuum bulb
- battery handle AA
- disposable ear funnels (▶22)
10 x Ø 2.5 mm
10 x Ø 4.0 mm
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon (type AA) ☒



1	C	2,5 V	VL	night	REF 01.13100.021
	C	2,5 V	VL	sky	REF 01.13100.232
	C	2,5 V	VL	stone	REF 01.13100.262
	Leuchtmittel illuminant				REF 12.75111.013 (28943)

F.O.
XENON

KaWe PICCOLIGHT® F.O.

- F.O.-Beleuchtung
- hochwertige Fiber Optik
- leistungsstarke 2,5 V Xenon-Lampe
- große, freie Sicht
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter (▶22)
10 x Ø 2,5 mm
10 x Ø 4,0 mm
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) ☒
- F.O. illumination
- high-quality fibre optics
- high-power, 2.5 V xenon lamp
- broad, unhindered line of sight
- battery handle AA
- disposable ear funnels (▶22)
10 x Ø 2.5 mm
10 x Ø 4.0 mm
- in cloth bag
- batteries: 2 Mignon (type AA) ☒



2	F.O.	2,5 V	XL	night	REF 01.13300.021
	F.O.	2,5 V	XL	sky	REF 01.13300.232
	F.O.	2,5 V	XL	stone	REF 01.13300.262
	Leuchtmittel illuminant				REF 12.75144.013

☒ Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!

VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb
XL Xenon-Lampe / xenon bulb

KaWe PICCOLIGHT®

FAMILIE | PRODUCT LINE



Die bewährten LED KaWe PICCOLIGHT® F.O. Otokoskope bieten Ihnen durch hochwertige Lichttechnologie die optimale Voraussetzung für eine einfache HNO-Behandlung. Das LED Leuchtmittel zeichnet sich durch eine exzellente Lichteizienz und eine sehr hohe Lichttransmission aus. LED-Leuchtmittel überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und Robustheit. Bestehende KaWe PICCOLIGHT® F.O. Otokoskope mit Xenon-Beleuchtung können durch einfachen Lampenwechsel auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. (▶206)

The proven LED KaWe PICCOLIGHT® F.O. otoscopes provide you with optimal conditions for easy ENT treatment through high-quality light technology. The LED illuminant has an excellent light efficiency and very high light transmission. LED illuminants are sure to please with their long working lives and very robust design. The xenon illumination of KaWe PICCOLIGHT® F.O. otoscopes that you already own can be converted to LED-illumination simply by replacing the bulb. (▶206)



KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED

- F.O. LED-Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke ca. 8.000 Lux
- Lebensdauer Lampe ca. 100.000 h
- stoßsicher und energiesparend
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter (▶22)
- 10 x Ø 2,5 mm
- 10 x Ø 4,0 mm
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) ☒

- F.O. LED illumination
- illuminance approx. 8,000 Lux
- lifetime bulb approx. 100,000 h
- shockproof and energy-saving
- battery handle AA
- disposable ear funnels (▶22)
- 10 x Ø 2.5 mm
- 10 x Ø 4.0 mm
- in cloth bag
- battery: 2 Mignon (type AA) ☒



3	F.O.LED 2,5 V LED	night	REF 01.13500.021
	F.O.LED 2,5 V LED	sky	REF 01.13500.232
	F.O.LED 2,5 V LED	stone	REF 01.13500.262
	Leuchtmittel illuminant		REF 12.75153.003



KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED

- F.O. LED-Beleuchtung
- Beleuchtungsstärke ca. 20.000 Lux
- Lebensdauer Lampe ca. 50.000 h
- stoßsicher und energiesparend
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter (▶22)
- 10 x Ø 2,5 mm
- 10 x Ø 4,0 mm
- in Stofftasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) ☒

- F.O. LED illumination
- illuminance approx. 20,000 Lux
- lifetime bulb approx. 50,000 h
- shockproof and energy-saving
- battery handle AA
- disposable ear funnels (▶22)
- 10 x Ø 2.5 mm
- 10 x Ø 4.0 mm
- in cloth bag
- battery: 2 Mignon (type AA) ☒



4	F.O.LED 2,5 V LED	night	REF 01.13600.022
	F.O.LED 2,5 V LED	sky	REF 01.13600.232
	F.O.LED 2,5 V LED	stone	REF 01.13600.262
	Leuchtmittel illuminant		REF 12.75152.003

☒ Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included! LED LED-Lampe / LED bulb